

BlackCheck CIAV/MDV/REV Multi Detection Kit

가금류에서 면역 질환을 일으키는 바이러스를 신속, 정확하게 탐지할 수 있도록 설계된 Multi-detection PCR 키트

닭에서 발생하는 대표적인 면역억제 질환인

닭 감염성 빈혈 바이러스(Chicken infectious anemia virus, CIAV), 마렉병(Marek's disease virus),
세망내피증 바이러스(Reticuloendotheliosis virus, REV)는 발병 시
닭 성장 둔화, 면역 억제 등의 유도로 최대 60%의 사망률에 이릅니다.

이는 농장 내 닭들에 심각한 피해를 줄 수 있으므로 피해 규모를 줄이기 위해서는 신속한 조치가 필요합니다.

BlackCheck CIAV/MDV/REV Multi Detection Kit는
CIAV, MDV, REV 유전자에 특이적으로 결합하는 primer 외에도
PCR 수행에 필요한 구성성분을 모두 함유하고 있으므로,
template DNA, D.W.의 첨가만으로 감염 여부를 확인 할 수 있습니다.

제품 성능




Figure 1. Sensitivity Comparison of
BlackCheck CIAV/MDV/REV Multi Detection Kit



기술이전 확인서

기술명 : 가금류 면역억제질환 바이러스 동시 다중
PCR 검출용 프라이머 및 그 용도

주문 정보

Cat No.	제 품 명	규 격	
BCCMR-96T	BlackCheck CIAV/MDV/REV Multi Detection Kit	96 test (8 strip tube x 12ea) 13 µl/tube	20µl reaction

판매원 :



[41516] 대구광역시 북구 유통단지 24길 33 (산격동)
Tel: 053 383 2989 Fax: 053 383 2986 E-mail: ventech2989@naver.com

제조원 :



[08592] 서울시 금천구 가산디지털2로 14 (가산동 327-32)
대릉테크노타운 12차 917호
Tel: 02 2061 8033 Fax: 02 2061 8034 E-mail: sales2@forbio.co.kr

ISO 13485:2016 체외진단용 시약(분자진단기기)의 설계 및 개발, 제조, 유통 및 판매, 서비스

