

엄격한 생산관리를 통해
연구의 가치를
지켜나가겠습니다.

BlackCheck™

MG(*Mycoplasma gallisepticum*) Differential Identification Kit

가금류에서 호흡기 질환을 일으키는
마이코플라스마 갈리셉티쿰 원인체의 유전자 4종
(백신주 3종 : ts-11, 6/85, F & 야외주 1종 : MG)을
동시에 신속 정확하게 감별해내는 다중 유전자 진단키트

www.blackpcr.com

MG (*Mycoplasma gallisepticum*) Differential Identification Kit

마이코플라스마 갈리셉티쿰(*Mycoplasma gallisepticum*)에 의한 감염증은 전 세계적으로 가금류에서 기낭염을 수반하는 만성호흡기 질병으로 증계군에서 생산성을 저하시키는 난계대 피해로 인해 지속적으로 문제가 되는 질병입니다. 닭에 있어 이 질병은 호흡기 증상 외에도 사료 효율 감소, 증체율 감소, 산란율 및 부화율 감소 등을 야기하며, 대장균과 복합 감염 시 증상이 심해지고 폐사율이 증가하여 가금농장에 큰 경제적 손실을 유발합니다.

MG (*Mycoplasma gallisepticum*) Differential Identification Kit는 마이코플라스마 갈리셉티쿰 원인체 유전자 (백신주와 야외주 총 4종)에 특이적으로 결합하는 primer 외에도 PCR 수행에 필요한 구성성분을 모두 함유하고 있으므로, template DNA, D.W.의 첨가만으로 감염 여부 및 동정 결과를 확인 할 수 있습니다.

제품 성능






Figure 1. MG(*Mycoplasma gallicepticum*) Differential Identification Kit repeatability (three repetitions) test results

주문 정보

Cat No.	제품명	규격	
BMGK-48T	MG(<i>Mycoplasma gallisepticum</i>) Differential Identification Kit	48 test (8 strip tube x 6 ea) 15 µl/tube	20µl reaction

판매원 :  [41516] 대구광역시 북구 유봉단지 24길 33 (산격동)
Tel: 053 383 2989 Fax: 053 383 2986 E-mail: kc11111@naver.com

제조원 :  [08592] 서울시 금천구 가산디지털2로 14 (가산동 327-32) 대륭테크노타운 12차 917호
Tel: 02 2061 8033 Fax: 02 2061 8034 E-mail: sales2@forbio.co.kr
web: www.blackpcr.com

