

엄격한 생산관리를 통해
연구의 가치를
지켜나가겠습니다.

BlackCheckTM

NDV Duplex RT-qPCR Kit

병원성 및 비병원성을 동시 검출하여,
빠르고 정확한 진단이 가능한 NDV 진단 키트

www.blackpcr.com

NDV Duplex RT-qPCR Kit

가금류의 뉴캐슬병(Newcastle disease, ND)은 뉴캐슬병 바이러스(Newcastle disease virus, NDV)에 의해 발생합니다.

이 병은 전염성이 강하고 감염 시 호흡기, 소화기, 신경학적 증상을 일으킬 수 있으며

사망률이 거의 100%에 달해 가금류 산업에 막대한 경제적 피해를 입힙니다.

NDV는 바이러스의 독력에 따라 강독형(velogenic), 중간독형(mesogenic), 약독형(lentogeni), 비병원형(apatogenous)으로 분류되며,


WOAH는 중간독형 이상의 NDV에 의한 감염을 병원성으로 판단하여 뉴캐슬병의 발병으로 간주합니다.

NDV Duplex RT-qPCR Kit 는 병원성 및 비병원성을 동시에 검출하여, 뉴캐슬병의 발생을 빠르고 정확하게 진단할 수 있습니다.

NDV유전자에 특이적으로 결합하는 Primer 외에도 PCR을 수행하는 데 필요한

모든 성분이 포함되어 있으므로 Template RNA, D.W.의 첨가만으로 감염 여부를 확인 할 수 있습니다.

제품 성능



주문 정보

Cat No.	제 품 명	규 격
BNDVK-48T	NDV Duplex RT-qPCR Kit	48 test (8 strip tube x 6 ea) 15 µl/tube 20µl reaction

판매원 :



[41516] 대구광역시 북구 유통단지 24길 33 (산격동)
Tel: 053 383 2989 Fax: 053 383 2986 E-mail: ventech2989@naver.com

제조원 :



[08592] 서울시 금천구 가산디지털2로 14 (가산동 327-32)
대릉테크노타운 12차 917호
Tel: 02 2061 8033 Fax: 02 2061 8034 E-mail: sales2@forbio.co.kr

ISO 13485:2016 체외진단용 시약(분자진단기기)의 설계 및 개발, 제조, 유통 및 판매, 서비스

