

BlackCheck ILTV/FPV/FPV-REV/REV Multi Detection Kit

가금류에서 호흡기 또는 면역 질환을 일으키는 바이러스를 한 번에 검출하도록 설계된 Multi-detection PCR 키트

닭에서 발생하는 대표적인 호흡기 질환은 전염성후두기관염 바이러스(Infectious laryngotracheitis virus, ILTV), 계두바이러스(Fowlpox virus, FPV), 세망내피증 바이러스(Reticuloendotheliosis virus, REV) 그리고 계두 바이러스의 유전자에 세망내피증 바이러스의 유전자가 삽입된 변이형 계두 바이러스(Reticuloendotheliosis virus-integrated Fowlpox virus, FPV-REV) 의 4 가지 유형에 의해 발생합니다. 이 질병이 발생하면 피부, 구강, 호흡기 점막 등 다양한 부위에서 증상이 발현되며, 면역기관의 손상에 따른 면역기능의 저하로 2차 감염에 매우 취약하게 됩니다. 이로 인해 농가의 유계에 심각한 피해가 발생할 수 있으므로 질병에 신속히 대응하여 피해 규모를 줄여야 합니다. 진단키트를 이용하여 닭에 감염되는 원인 바이러스를 PCR 법으로 검출하면 광범위한 전파를 사전에 방지할 수 있고, 닭의 호흡기 질환에 신속히 대응할 수 있습니다.

제품 성능




Figure 1. Sensitivity Comparison of BlackCheck ILTV/FPV/FPV-REV/REV Multi Detection Kit

기술이전 확인서
기술명 : 전염성후두기관염 바이러스, 계두 바이러스 및 세망내피증 바이러스의 동시 다중 PCR 검출용 프라이머 및 그 용도

주문 정보

Cat No.	제 품 명	규격	
BCIFFR-96T	BlackCheck ILTV/FPV/FPV-REV/REV Multi Detection Kit	96 test (8 strip tube x 12 ea) 12, 15 µl/tube	20µl reaction

판매원 : **VENTECH SCIENCE**

[41516] 대구광역시 북구 유통단지 24길 33 (산격동)
Tel: 053 383 2989 Fax: 053 383 2986 E-mail: ventech2989@naver.com

제조원 : **FBK Bio Equipment Chemical**

[08592] 서울시 금천구 가산디지털2로 14 (가산동 327-32)
대릉테크노타운 12차 917호
Tel: 02 2061 8033 Fax: 02 2061 8034 E-mail: sales2@forbio.co.kr

ISO 13485:2016 체외진단용 시약(분자진단기기)의 설계 및 개발, 제조, 유통 및 판매, 서비스

